

Link do produktu: <https://higienadent.com/samoprzylepne-torebki-do-sterylizacji-5-7x10-200szt-p-2505.html>



## Samoprzylepne torebki do sterylizacji 5,7x10 200szt.

Cena	<b>10,95 zł</b>
Cena poprzednia	<b>12,88 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>001721</b>
Producent	<b>Inny</b>

### Opis produktu

**Samoprzylepne torebki do sterylizacji, jednorazowe, papierowo-foliowe.** Przeznaczone do sterylizacji narzędzi parą wodną w autoklawie.

Mocna samoprzylepna taśma, odporny na uszkodzenia laminat, przezroczysty kolor ułatwiający identyfikację zawartości torebki.

Dostępne rozmiary:

- 57 mm x 100 mm
- 70 mm x 230 mm
- 90 mm x 135 mm
- 90 mm x 230 mm
- 190 mm x 330 mm

Opakowanie: 200 szt. w rozmiarze 57mm x 100mm.