

Link do produktu: <https://higienadent.com/samotraviacy-system-wiazacy-vii-generacji-ivoclar-vivadent-evetric-bond-6g-p-914.html>

WKRÓTCE ZAMIEŚCIMY  
ZDJĘCIE PRODUKTU

## Samotraviący system wiążący VII generacji Ivoclar Vivadent Evetric Bond 6g

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena             | <b>206,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>668075AN</b>         |
| Producent        | <b>Ivoclar Vivadent</b> |

### Opis produktu

**Evetric Bond to samotraviący system wiążący VII generacji przeznaczony zarówno do szkliwa, jak i do zębiny.** Doskonale sprawdza się w technice selektywnego wytrawiania szkliwa, zapewniając optymalne parametry wiązania. Brak konieczności wcześniejszego wytrawienia zębiny zmniejsza ryzyko nadwrażliwości pozabiegowej spowodowanej m.in. wydostaniem się płynu kanalikowego. Zwiększa to również skuteczność połączenia zębiny z materiałem wiążącym. Obecność nanowypełniacza pozwala na stworzenie jednolitej gładkiej warstwy filmu. Jednobuteleczkowa formuła znacznie skraca procedurę wypełniania ubytku. System może być stosowany w połączeniu z każdym kompozytem i kompomerem.

Zastosowanie:

- bezpośrednie wypełnianie ubytków wykonane z materiałów kompozytowych oraz kompomerów,
- bezpośrednia odbudowa ubytku z materiałów światło-, chemo- i dualnie wiążących,
- podczas naprawy wypełnień kompozytowych i kompomerowych,
- leczenie nadwrażliwości szyjek zębowych.

Opakowanie: 6g