

Link do produktu: <https://higienadent.com/samowiazacymaterial-glasjonomerowy-w-kapsulkach-3m-espe-ketac-universal-aplicap-50szt-p-1944.html>



Samowiążący materiał giasjonomerowy w kapsułkach 3M ESPE Ketac Universal Aplicap / 50szt.

Cena	560,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	MAT003059
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

3M ESPE Ketac Universal Aplicap samoadhezyjny, samowiążący materiał giasjonomerowy w kapsułkach, zapewnia szybkie, łatwe, jednoetapowe tworzenie wypełnień uwalniających fluor, narażonych na obciążenia zgryzowe.

Właściwości:

- Bez wcześniejszego przygotowania i konieczności użycia warstwy typu Glaze
- Aplikacja w jednej warstwie
- Umożliwia wykonanie szybkich wypełnień narażonych na obciążenia
- Rozszerzone wskazania w porównaniu z konkurencyjnymi materiałami giasjonomerowymi
- Niska lepkość pozwala na łatwą aplikację
- Uwalnia fluor przez 24 miesiące
- Samoadhezyjny
- Samowiążący
- Dostępny w 6 odcieniach
- Widoczny na zdjęciach rentgenowskich
- Dostępne kolory: A1, A2, A3, asortyment (biały, A2, A3)

Zastosowanie:

- Podkład pod jedno - i wielopowierzchniowe wypełnienia kompozytowe
- Odbudowa zrębu do koron protetycznych
- Wypełnienia zębów mlecznych
- Narażone na obciążenia wypełnienia kl I i kl II
- Wypełnienia przyszyjkowe
- Jedno - i wielopowierzchniowe wypełnienia tymczasowe
- Lakowanie bruzd

Opakowanie: 50 kapsułek w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A2