

Link do produktu: <https://higienadent.com/sdi-conseal-f-uszczelniacz-bruzd-i-szczelin-1g-p-3208.html>



SDI Conseal F uszczelniacz bruzd i szczelin 1g

Cena	38,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	SDI

Opis produktu

SDI Conseal F 1g uszczelniacz bruzd i szczelin, na bazie żywicy o niskiej lepkości, który umożliwi szybsze i głębsze wnikanie w zagłębienia i pęknięcia.

Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy materiał z intensywnym początkowym uwalnianiem fluoru oraz długim okresem fluorowania. Lak Conseal F zawiera 7% wypełniacza o rozmiarze cząstek wynoszącym 0,04 mikrometra, dzięki czemu jest odporny na ścieranie powierzchniowe.

Wskazania:

- uszczelnianie i zabezpieczanie zębów zdrowych, ale podatnych na próchnicę, szczelin i bruzd
- uszczelnianie i zabezpieczanie zębów z niewielką próchnicą powierzchniową.

Średnica otworu końcówki strzykawki laku Conseal F wynosi tylko 0,41 mm (jest o 1/3 mniejsza od końcówek u innych producentów tego typu produktów) co znacznie ułatwia uszczelnienie i utrzymanie, umożliwiając głębszą penetrację mniejszych zagłębień i szczelin do których nie można wprowadzić końcówek innych materiałów. Higieniczna aplikacja dzięki wymiennym końcówkom.

Potwierdzona skuteczność: Skuteczność laków Conseal do szczelin i bruzd została potwierdzona klinicznie. W przypadku 5363 lakowań wykonanych u 774 dzieci nie stwierdzono wad spowodowanych materiałem i ustalono, że „lak znacząco poprawia poziom opieki stomatologicznej na poziomie społeczeństwa”.

Opakowanie: SDI Conseal F strzykawka 1g