

Link do produktu: <https://higienadent.com/sdi-luna-2-universalny-swiatloutwardzalny-material-kompozytowy-4g-p-3521.html>



SDI Luna 2 uniwersalny światłoutwardzalny materiał kompozytowy 4g

Cena	119,99 zł
------	------------------

Dostępność	Niedostępny
------------	--------------------

Numer katalogowy	A
------------------	----------

Producent	SDI
-----------	------------

Opis produktu

SDI Luna 2 uniwersalny, światłoutwardzalny materiał kompozytowy przeznaczony do uzupełnień w zębach przednich i tylnych.

Produkt wszechstronny, wytrzymały, zapewniający niezawodne i trwałe estetyczne uzupełnienia. Luna 2 to nowsza wersja kompozytów uniwersalnych LUNA, ulepszona wersja wyjątkowej serii wypełniaczy.

Właściwości:

- łatwa aplikacja - SDI Luna 2 łatwo się nakłada i aplikuje. Nakładanie materiału zostało w nowej wersji LUNA dodatkowo ulepszone a znakomita konsystencja sprawia, że materiał nie spływa ani nie klei się. Luna 2 jest łatwa w nakładaniu, upychaniu w ubytku i w modelowaniu. Praca materiałem Luna 2 znacznie ułatwia wykonywanie uzupełnień kompozytowych.
- wysoki kontrast na RTG - materiał dobrze kontrastuje na zdjęciach rentgenowskich.
- nie zawiera BPA - materiał nie zawiera pochodnych BPA, co ma duże znaczenie dla świadomych, dbających o zdrowie pacjentów.
- doskonała polerowalność - długotrwały efekt, trwałość i odporność na ścieranie.
- wytrzymały materiał - odporny na zginanie (130MPa) i ściskanie (350MPa), co ma szczególne znaczenie dla uzupełnień bocznych.
- naturalny wygląd - właściwości optyczne imitujące naturalny wygląd przy wszystkich źródłach światła.
- głębokość polimeryzacji - 2mm.
- czas polimeryzacji - 40 sec - odcienie opakerowe, 20 sec - pozostałe odcienie.

Opakowanie: SDI Luna 2 strzykawka 4g w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A2 , A3