

Link do produktu: <https://higienadent.com/sdi-luna-flow-plynnny-swiatloutwardzalny-material-kompozytowy-2g-p-3522.html>



SDI Luna Flow płynny światłoutwardzalny materiał kompozytowy 2g

Cena	89,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	A
Producent	SDI

Opis produktu

SDI Luna Flow wyjątkowo wytrzymały, płynny, światłoutwardzalny materiał kompozytowy z efektem kameleona.

Przeznaczony jako podkład, do odbudowy bazy, w naprawach prac tymczasowych i uzupełnień, w odbudowach ubytków kl. V i wielu innych przypadkach. Materiał dostępny w dwóch różnych gęstościach aby sprostać potrzebom klinicznym.

Właściwości:

- łatwa aplikacja - SDI Luna Flow łatwo się nakłada i aplikuje. Płynie na żądanie, nie spływa, zachowuje swój kształt,
- wysoki kontrast na RTG - materiał dobrze kontrastuje na zdjęciach rentgenowskich,
- doskonała polerowalność - trwałość i odporność na zużycie,
- wytrzymały materiał - odporny na zużycie: zginanie (128MPa) i ściskanie (421MPa), co ma szczególne znaczenie dla uzupełnień ubytków klasy V, w wypełnieniach zębów tylnych,
- naturalny wygląd - naturalny wygląd zębów przy wszystkich źródłach światła, z efektem kameleona. Luna Flow oferuje innowacyjną technologię doboru koloru.

Logical Shade Matching Technology i efekt kameleona, by łatwiej i szybciej precyzyjnie dobrać odcień. Odcienie w kolorniku są ułożone od lewej według jasności, w pięciu różnych grubościach począwszy od najmniejszej (1mm). Kolory pogrupowane są kolejno od góry do dołu, układ bazuje na tradycyjnym kolorniku Vita Classical Shade Guide.

Opakowanie: SDI Luna Flow strzykawka 2g w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A2 , A3