

Link do produktu: <https://higienadent.com/sdi-riva-silver-cement-szkło-jonomerowy-w-kapsułkach-50szt-p-3458.html>



SDI Riva Silver cement szkło-jonomerowy w kapsułkach 50szt

Cena	599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	SDI

Opis produktu



SDI Riva Silver cement szkło-jonomerowy w kapsułkach, wzmocniony srebrem.

Właściwości:

- zastrzeżona technologia ionglass opracowana w laboratoriach SDI. Ionglass to reaktywne szkło będące wypełniaczem cementów odtwórczych SDI. Ionglass jest nieprzepuszczalny dla RTG, uwalnia jony,
- wysoki poziom uwalniania fluoru,
- remineralizacja twardych tkanek zęba,
- nie zawiera rtęci,
- estetyczne odbudowy,
- jasnoszary odcień,
- szybkie i łatwe wykonanie odbudowy,
- materiał Riva Silver może być kondensowany w ubytku jak amalgamat,
- dla trudnych pacjentów: Riva Silver sprawdza się w postępowaniu ze słabo współpracującymi pacjentami, gdy nie można zapewnić suchości pola zabiegowego. Praca z materiałem Riva Silver jest szybka i niezwykle prosta.
- kontrastuje na RTG.

Zastosowanie:

- Niewielkie wypełnienia klasy I i II, wypełnienia klasy V (w tylnych odcinkach łuków zębowych),
- Wypełnienia w zębach mlecznych, geriatrycznych
- Odbudowy pośrednie i materiały bazowe dla wypełnień ubytków I i II wykonywanych techniką kanapkową
- Odbudowa zrębu zęba i inne odbudowy, które powinny cechować się dobrym kontrastem na zdjęciu rtg
- Wypełnienia tymczasowe i te w trakcie leczenia endodontycznego
- Materiał do wypełnień w technice ART.

Opakowanie: SDI Riva Silver kapsułki 50szt.