

Link do produktu: <https://higienadent.com/sdi-wytrawiacz-super-etch-2ml-p-2932.html>

## SDI wytrawiacz Super Etch 2ml



Cena	<b>18,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>SDI</b>

### Opis produktu

**Wytrawiacz SDI SUPER Etch 2ml - środek do wytrawiania szkliwa i zębiny Super Etch o stężeniu kwasu fosforowego wynoszącym 37%.**

Żel Super Etch łatwo poddaje się kontroli, spływając w wybranym kierunku, a nie pod działaniem grawitacji

#### **Kwas fosforowy 37%**

Kwas fosforowy o stężeniu 30% do 40% zapewnia optymalne wytrawianie w czasie 15 do 20 sekund. Mniejsze stężenia wymagają dłuższego czasu kontaktu, niepotrzebnie wydłużając procedurę.

#### **Selektywne wytrawianie szkliwa**

Duża lepkość i łatwa kontrola przepływu preparatu Super Etch umożliwiają łatwą aplikację. Doskonale nadaje się on do selektywnego wytrawiania szkliwa.

#### **Żel o odcieniu niebieskim**

Dobrze widoczny w celu wykonania precyzyjnej, selektywnej aplikacji.

#### **Niezawierający barwników środek do wytrawiania**

Bezbarwny, płynny środek do wytrawiania o stężeniu 37% można także stosować u pacjentów cierpiących na alergię na barwniki.

#### **Strzykawki Super Etch**

Środek Super Etch jest dostępny w łatwych do użycia, szczelnych strzykawkach. Bezpośrednie wyciskanie przyspiesza procedurę, zapewnia ekonomikę stosowania i umożliwia łatwiejszy dostęp do trudno dostępnych miejsc.

#### **Działa w połączeniu ze wszystkimi:**

- substancjami wiążącymi,
- kompozytami,
- kompomerami,
- szkło-jonomerami,
- lakami,
- cementami.

#### **Wskazania:**

- wytrawianie zębiny i szkliwa,
- selektywne wytrawianie szkliwa,
- czyszczenie
- porcelany

**Opakowanie:** 2ml

