

Link do produktu: <https://higienadent.com/sdi-wytrawiacz-total-etch-12g-p-2931.html>



SDI wytrawiacz Total Etch 12g

Cena **137,99 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **A**

Producent **SDI**

Opis produktu

Wytrawiacz SDI Total Etch 12g - środek do wytrawiania szkliwa i zębiny Super Etch o stężeniu kwasu fosforowego wynoszącym 37%.

Żel Super Etch łatwo poddaje się kontroli, spływając w wybranym kierunku, a nie pod działaniem grawitacji

Kwas fosforowy 37%

Kwas fosforowy o stężeniu 30% do 40% zapewnia optymalne wytrawianie w czasie 15 do 20 sekund. Mniejsze stężenia wymagają dłuższego czasu kontaktu, niepotrzebnie wydłużając procedurę.

Selektywne wytrawianie szkliwa

Duża lepkość i łatwa kontrola przepływu preparatu Super Etch umożliwiają łatwą aplikację. Doskonale nadaje się on do selektywnego wytrawiania szkliwa.

Żel o odcieniu niebieskim

Dobrze widoczny w celu wykonania precyzyjnej, selektywnej aplikacji.

Niezawierający barwników środek do wytrawiania

Bezbarwny, płynny środek do wytrawiania o stężeniu 37% można także stosować u pacjentów cierpiących na alergię na barwniki.

Strzykawki Super Etch

Środek Super Etch jest dostępny w łatwych do użycia, szczelnych strzykawkach. Bezpośrednie wyciskanie przyspiesza procedurę, zapewnia ekonomikę stosowania i umożliwia łatwiejszy dostęp do trudno dostępnych miejsc.

Działa w połączeniu ze wszystkimi:

- substancjami wiążącymi,
- kompozytami,
- kompomerami,
- szkło-jonomerami,
- lakami,
- cementami.

Wskazania:

- wytrawianie zębiny i szkliwa,
- selektywne wytrawianie szkliwa,
- czyszczenie
- porcelany

Opakowanie: 12g