

Link do produktu: <https://higienadent.com/sensepads-plus-podklady-chlonne-pieciowarstwowe-superabsorbent-30szt-p-3501.html>



SensePads Plus - podkłady chłonne pięciowarstwowe superabsorbent 30szt.

Cena	17,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	L
Producent	Limedic

Opis produktu

SensePads Plus - podkłady mocne, chłonne, pięciowarstwowe. Wyrób medyczny. Superabsorbent, niezwykle chłonny, skuteczny. Podkłady nie powodują podrażnień, warstwa zewnętrzna wykonana z mięej w dotyku włókniny. SensePads Plus to kontynuacja serii podkładów w wersji Premium.

5 warstw podkładu SensePads Plus to:

- włóknina, miękka, przyjemna w dotyku,
- celuloza, pierwsza warstwa chłonna,
- superabsorbent (SAP), superchłonna substancja w postaci kuleczek, która natychmiast pochłania wodę i ją zatrzymuje, nie pozwalając na jej przedostanie się na zewnątrz,
- celuloza, druga warstwa chłonnej celulozy,
- folia polietylenowa, nieprzemakalna, zabezpiecza powierzchnię podkładu.

Dostępne rozmiary:

- 60x40cm
- 60x90cm
- 60x60cm

Opakowanie: 30szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 60x40cm , 60x60cm , 60x90cm