

Link do produktu: <https://higienadent.com/septodont-bioroot-rcs-bioaktywny-uszczelniazcz-kanalow-korzeniowych-15g-p-2308.html>



Septodont BioRoot RCS bioaktywny uszczelniaacz kanałów korzeniowych 15g

Cena	728,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	245S-309S
Producent	Septodont

Opis produktu

BioRoot RCS - bioaktywny mineralny uszczelniaacz kanałów korzeniowych.

Wskazania:

- trwałe uszczelnienie kanałów korzeniowych.

Właściwości i zalety:

- Doskonałe przyleganie do zębiny i ćwieków gutaperki.
- Hydrofilowy proces uszczelniania BioRoot RCS trwa w obecności wilgoci.
- Wysoka czystość mineralna - nie barwi zębów.
- Bez zawartości żywicy - produkt wykonany z czystego krzemianu wapnia, brak monomerów gwarantuje brak skurczu polimeryzacyjnego.
- Doskonała płynność - możliwość uszczelnienia kanałów dodatkowych.
- Wykorzystuje technikę pojedynczego ćwieka na zimno lub kondensację boczną na zimno.
- Duża kontrastowość aluminium 5 mm zapewnia dobrą widoczność na zdjęciach rentgenowskich.

Opakowanie: pakiet na 35 porcji: 1 x butelka 15 g z proszkiem, 35 jednorazowych pojemników z roztworem, 1 miarka