

Link do produktu: <https://higienadent.com/septodont-septodiscs-krazki-scierne-do-ostatecznego-opracowania-i-polerowania-wypelnien-kompozytowych-120szt-p-3118.html>



## Septodont SeptoDiscs krążki ściernie do ostatecznego opracowania i polerowania wypełnień kompozytowych 120szt.

Cena	<b>129,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Septodont</b>

### Opis produktu

#### **SeptoDiscs krążki ściernie do ostatecznego opracowania i polerowania wypełnień kompozytowych.**

Odpowiedni zakres elastyczności: umożliwia dostęp do powierzchni stycznych oraz przedsiónkowych. Mniejsza grubość: ułatwia, a często w trudno dostępnych miejscach, po prostu umożliwia nadawanie kształtu powierzchni stycznych. Wysokiej jakości efekt końcowy: minimalna szorstkość powierzchni, wysoki połysk. Wysoka ścieralność: lepsze opracowanie końcowe w krótszym czasie, usuwanie dużych nadmiarów.

Właściwości:

- Wysokiej jakości efekt końcowy: minimalna szorstkość powierzchniowa, wysoki połysk.
- Wysoka ścieralność: lepsze opracowanie końcowe w krótszym czasie, usuwanie dużych nadmiarów.
- Wygodne podczas manipulacji, trwałe i łatwe w aplikacji.
- System mandreli pop-on umożliwia błyskawiczne montowanie oraz odwracanie krążków.
- Ultradrobnoziarniste krążki, bardzo elastyczne i wszechstronne. Idealne do opracowania trudno dostępnych powierzchni.
- Cztery rodzaje ziarnistości oznaczone kolorami, dostępne w rozmiarach 1/2" i 3/8" umożliwiają trafny, zindywidualizowany wybór.

Rozmiary: 1/2" (13mm) , 3/8" (9mm)

Rodzaje:

- coarse - do opracowania wstępnego - bordowe,
- fine - do polerowania wstępnego - jasnoróżowe,
- medium - do wygładzania powierzchni - ciemnoróżowe,
- extra fine - do polerowania końcowego - białe,
- asortyment

Opakowanie: SeptoDisc krążki 120szt. (Ø 1/2": 20xCoarse, 20xMedium, 20xFine, 20xExtra-Fine, Ø 3/8": 10xCoarse, 10xMedium, 10xFine, 10xExtra-Fine) + SeptoDiscs Mandrel