

Link do produktu: <https://higienadent.com/septodont-septodiscs-krazki-scierne-do-ostatecznego-opracowania-i-polerowania-wypelnien-kompozytowych-50szt-p-2305.html>



Septodont SeptoDiscs - krążki ścierne do ostatecznego opracowania i polerowania wypełnień kompozytowych 50szt.

Cena	50,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	001444
Producent	Septodont

Opis produktu

SeptoDiscs krążki ścierne do ostatecznego opracowania i polerowania wypełnień kompozytowych.

Odpowiedni zakres elastyczności: umożliwia dostęp do powierzchni stycznych oraz przedsiónekowych. Mniejsza grubość: ułatwia, a często w trudno dostępnych miejscach, po prostu umożliwia nadawanie kształtu powierzchni stycznych. Wysokiej jakości efekt końcowy: minimalna szorstkość powierzchni, wysoki połysk. Wysoka ścieralność: lepsze opracowanie końcowe w krótszym czasie, usuwanie dużych nadmiarów.

Właściwości:

- Wysokiej jakości efekt końcowy: minimalna szorstkość powierzchniowa, wysoki połysk.
- Wysoka ścieralność: lepsze opracowanie końcowe w krótszym czasie, usuwanie dużych nadmiarów.
- Wygodne podczas manipulacji, trwałe i łatwe w aplikacji.
- System mandreli pop-on umożliwia błyskawiczne montowanie oraz odwracanie krążków.
- Ultradrobnoziarniste krążki, bardzo elastyczne i wszechstronne. Idealne do opracowania trudno dostępnych powierzchni.
- Cztery rodzaje ziarnistości oznaczone kolorami, dostępne w rozmiarach 1/2" i 3/8" umożliwiają trafny, zindywidualizowany wybór.

Rozmiary: 1/2" (13mm) , 3/8" (9mm)

Rodzaje:

- coarse - do opracowania wstępnego - bordowe,
- fine - do polerowania wstępnego - jasnoróżowe,
- medium - do wygładzania powierzchni - ciemnoróżowe,
- extra fine - do polerowania końcowego - białe,
- asortyment

Opakowanie: 50szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SeptoDiscs: Asortyment 3/8 , Coarse 1/2 , Medium 3/8 , X-Fine 3/8