

Link do produktu: <https://higienadent.com/septodont-septofil-n-nici-retrakcyjne-1szt-p-3323.html>

## Septodont Septofil N nici retrakcyjne 1szt.



Cena	<b>109,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Septodont</b>

### Opis produktu

**Septodont Septofil N nici retrakcyjne, o mocno dzianej konstrukcji, nieimpregnowane. Wysoce chłonne, wykonane w 100% z bawełny.**

Bez fluorescencyjnego środka wybielającego. Skuteczna ochrona wilgotności, bez podrażniania dziąseł. Zabezpieczają dziąsła przed przypadkowym przesuwaniem podczas zabiegów przeprowadzanych blisko dziąsła brzeżnego, podczas pobierania wycisków lub wypełniania ubytków klas II, IV, V.

#### Dostępne rozmiary:

- 0 Fine,
- 000 Extra Fine,
- 04 Finest,
- 1 Medium.

**Opakowanie:** 254cm, 1szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar nici:** 0 , 000 , 04 , 1