

Link do produktu: <https://higienadent.com/septodont-septoject-evolution-igly-stomatologiczne-100szt-p-2942.html>



Septodont Septoject Evolution igły stomatologiczne 100szt.

Cena	52,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Septodont

Opis produktu

Septodont Septoject Evolution igły stomatologiczne wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej. Sterylne, silikonowe, jednorazowe. Przeznaczone do aplikowania środków znieczulających poprzez wstrzykiwania infiltracyjne i śródwładzowe. Opatentowany skos igły to większa precyzja, mniejsza siła wkłucia, mniejszy dyskomfort pacjenta podczas wkłucia oraz mniejsze ryzyko zranienia tkanki.

Dostępne rozmiary:

- igły o średnicy 0,3 mm - długość: 9, 16, 25 mm,
- igły o średnicy 0,4 mm - długość: 25 mm.

Opakowanie: 100 szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

rozmiar igieł: 0,3x9 mm , 0,4x25 mm , 0,3x16 mm