

Link do produktu: <https://higienadent.com/septodont-septoprophy-strips-paski-do-usuwania-kamienia-nazebnego-z-przestrzeni-miedzyzebowych-10szt-p-3119.html>



Septodont SeptoProphy Strips paski do usuwania kamienia nazębnego z przestrzeni międzyzębowych 10szt.

Cena	33,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Septodont

Opis produktu

Septodont SeptoProphy Strips paski do usuwania kamienia nazębnego z przestrzeni międzyzębowych. Mocne, nieabrazyjne, stalowe. Okrągłe mikroostrza wokół otworów umieszczone na jednej części paska skutecznie i silnie usuwają kamień nazębny bez ryzyka uszkodzenia szkliwa.

Grubość paska 0,05mm.

Opakowanie: 10szt.