

Link do produktu: <https://higienadent.com/septodont-tasma-do-izolacji-septotape-1szt-p-2304.html>



Septodont taśma do izolacji SeptoTape 1szt.

Cena	25,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	0111050005
Producent	Septodont

Opis produktu

SeptoTape taśma teflonowa do izolacji zębów podczas zabiegów stomatologicznych.

Wskazania: SeptoTape jest przeznaczona do izolacji zębów podczas wytrawiania, a także przy stosowaniu kondycjonerów, kompozytów i innych preparatów. Wykonana z obojętnego i elastycznego materiału, taśma idealnie dopasowuje się do zęba, skutecznie chroniąc zęby sąsiednie przed niepożądanymi kontaktami z różnymi preparatami podczas zabiegu odbudowy.

Właściwości:

- Skuteczna ochrona izolowanych zębów przed niepożądanym działaniem substancji stosowanych podczas zabiegów
- Wysoka odporność na działanie kwasów, systemów wiążących i innych preparatów chemicznych
- Jest wyjątkowo elastyczna i cienka, dlatego z łatwością można ją wprowadzać w obszary przestrzeni międzyzębowych
- Zaprojektowana wyłącznie na potrzeby użycia w stomatologii

Długość: 5m

Opakowanie: taśma izolacyjna 1szt.