

Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 10:41

Link do produktu: <https://higienadent.com/septoject-igly-stomatologiczne-100szt-p-2941.html>

## Septoject igły stomatologiczne / 100szt.



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>39,99 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>A</b>         |
| Producent        | <b>Septodont</b> |

### Opis produktu

**Septoject Igły stomatologiczne ze stali nierdzewnej z oznaczeniem skosu. Do rutynowego podawania miejscowych środków znieczulających.**

Właściwości i zalety:

- starannie wyszlifowany skos zapewnia mniejsze odchylenie igły i większą precyzję iniekcji,
- mniejszy zakres uszkodzenia tkanki wokół miejsca iniekcji zmniejsza dyskomfort pacjenta,
- wysokiej jakości chirurgiczna stal nierdzewna zmniejsza ryzyko złamania igły.

**Opakowanie:** 100 szt. jednorazowych igieł w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**rozmiar igieł:** 0,3x0,8 mm , 0,4x16 mm , 0,3x12 mm , 0,3x16 mm , 0,3x21 mm , 0,3x25 mm , 0,4x35 mm