

Link do produktu: <https://higienadent.com/serwety-stomatologiczne-trojwarstwowe-menodent-500szt-21-p-2333.html>



Serwety stomatologiczne trójwarstwowe Menodent 500szt. (2+1)

Cena	79,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	001473
Producent	Menodent

Opis produktu

Serwety stomatologiczne Menodent - higieniczne i jednorazowe, wyprodukowane w Polsce, z polskich materiałów. Ich wysoka jakość i trwałość sprawiają, że są niezastąpionym narzędziem w każdym profesjonalnym gabinecie stomatologicznym.

Właściwości:

- wykonane są z dwóch warstw 100% celulozy i jednej warstwy folii PE, co zapewnia wysoką trwałość i miękkość w dotyku,
- obłożenia serwet są jednorazowe, można je łatwo i szybko wymieniać między pacjentami, co pozwala utrzymać gabinet dentystyczny w czystości i higienie,
- pomocne w zapewnieniu maksymalnej ochrony pacjentom podczas zabiegów stomatologicznych, ponieważ chronią ich przed zachlapaniem i kontaktem z materiałami dentystycznymi.

Zastosowanie:

- gabinety stomatologiczne,
- studia tatuażu,
- gabinety kosmetyczne itp.

Skład: trójwarstwowa serweta składa się z dwóch warstw 100% celulozy oraz jednej warstwy folii PE.

Kolory:

- biały
- różowy
- żółty
- pomarańczowy
- czarny
- fioletowy
- granatowy
- jasnoniebieski
- limonka
- zielony

Wymiary: 33x45cm

Waga pojedynczej serwety: 6g (+/- 3%)

Liczba arkuszy w kartonie: 500

Opakowanie: 500szt. w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory: biały , czarny , fiolet , granat , limonka , niebieski jasny , pomarańcz , różowy , zielony , żółty