

Link do produktu: <https://higienadent.com/shofu-dura-white-kamienie-z-tlenku-glinu-o-spoiwie-ceramicznym-12szt-p-2607.html>



Shofu Dura-White kamienie z tlenku glinu o spoiwie ceramicznym 12szt.

Cena	75,65 zł
Cena poprzednia	89,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	001025
Producent	SHOFU

Opis produktu

Shofu Dura-White kamienie z tlenku glinu o spoiwie ceramicznym.

Przeznaczenie: do wykańczania szkliwa, cementów glasonomerowych, kompozytów, porcelany. Wykonany z drobnoziarnistych ziaren tlenku glinu.

Zalety:

- Precyzyjna koncentryczność
- Niska wydajność wibracji
- Konsekwentne cięcie
- Ekonomiczny
- Wysoka stabilność krawędzi
- Długa żywotność
- Szeroka gama kształtów



Shape	CN1	CY2	FL1	FL2	FL3	IC4	KN1	RD1	RD2	RE1	TC1	TC4
ISO No.	024	025	030	025	030	045	050	030	024	062	020	040
HP	0201		0202	0203	0204	0205		0207	0208	0209	0210	0211
CA	0221		0222	0223	0224			0227	0228	0229	0230	
FG	0241	0243	0240	0244			0246	0247	0248		0249	



Shape	WH1	WH4
ISO No.	040	060
HP		0212
CA		
FG	0250	

PN	Quantity	Product
0201-0250	12 pcs.	Dura-White stones, HP, CA, FG shank

Dostępne opakowania:

- CN1 – płomyk
- FL1, FL2 – płomyk
- RD1, RD2 – kulka
- CA – kątnica
- FG – turbina

Opakowanie: 12szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: CA FL2 , FG CN1 , FG FL2 , FG RD1