

Link do produktu: <https://higienadent.com/shofu-onegloss-cup-gumki-do-polerowania-0181-50-szt-p-1480.html>



Shofu OneGloss Cup gumki do polerowania 0181 50 szt.

Cena	169,15 zł
Cena poprzednia	199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	001019
Producent	SHOFU

Opis produktu

SHOFU OneGloss zapewnia doskonale wykańczanie i polerują wszystkie kompozyty przy użyciu jednego narzędzia.

OneGloss jednocześnie służy do wykańczania i polerowania:

- nacisk ok. 1.0 Newton → Wykańczanie
- nacisk ok. 0.3 Newton → Polerowanie

OneGloss Cup zastosowanie: korona, powierzchnia sieczna, powierzchnia zgryzowa

OneGloss i OneGloss PS:

- Gumki silikonowe z tlenkiem glinu
- Optymalny stosunek między prędkością a ciśnieniem styków
- Wykańczanie i polerowanie tylko jednym instrumentem
- Nie ma potrzeby zmieniać instrumentów
- Nie jest potrzebna pasta do polerowania
- Optymalne działanie ściernie
- Niskie działanie wibracyjne

Wskazania:

1. Wykańczanie i polerowanie odbudowy kompozytowej
2. Usuwanie nadmiaru żywicy lub cementu z powierzchni zęba
3. Usuwanie cementu i polerowanie szkliwa po zdjęciu aparatu ortodontycznego
4. Polerowanie szkliwa po usuwaniu kamienia z zębów
5. Usuwanie przebarwień z powierzchni zębów

Nr ref. 0181.

Opakowanie: 50szt.