

Link do produktu: <https://higienadent.com/shofu-onegloss-ic-inverted-cone-gumki-do-polerowania-0183-50-szt-p-1481.html>



## Shofu OneGloss IC (Inverted Cone) gumki do polerowania 0183 50 szt.

Cena **169,15 zł**

Cena poprzednia **199,00 zł**

Dostępność **Niedostępny**

Numer katalogowy **001018**

Producent **SHOFU**

### Opis produktu

**SHOFU OneGloss zapewnia doskonałe wykańczanie i polerują wszystkie kompozyty przy użyciu jednego narzędzia.**

**OneGloss** jednocześnie służy do wykańczania i polerowania:

- nacisk ok. 1.0 Newton → Wykańczanie
- nacisk ok. 0.3 Newton → Polerowanie

**OneGloss IC (Inverted Cone)** zastosowanie: powierzchnia wargowa, językowa, policzkowa, międzyzębowa

OneGloss i OneGloss PS:

- Gumki silikonowe z tlenkiem glinu
- Optymalny stosunek między prędkością a ciśnieniem styków
- Wykańczanie i polerowanie tylko jednym instrumentem
- Nie ma potrzeby zmieniać instrumentów
- Nie jest potrzebna pasta do polerowania
- Optymalne działanie ściernie
- Niskie działanie wibracyjne

Wskazania:

1. Wykańczanie i polerowanie odbudowy kompozytowej
2. Usuwanie nadmiaru żywicy lub cementu z powierzchni zęba
3. Usuwanie cementu i polerowanie szkliwa po zdjęciu aparatu ortodontycznego
4. Polerowanie szkliwa po usuwaniu kamienia z zębów
5. Usuwanie przebarwień z powierzchni zębów

Nr ref. 0183.

Opakowanie: OneGloss IC (Inverted Cone) 50 szt.