

Link do produktu: <https://higienadent.com/shofu-onegloss-ps-ic-inverted-cone-0178-gumka-1-szt-p-1485.html>

Shofu OneGloss PS IC (Inverted Cone) 0178 gumka 1 szt.



Cena	8,40 zł
Cena poprzednia	9,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	000760
Producent	SHOFU

Opis produktu

Polerki silikonowe SHOFU OneGloss PS (Plastic Shank - plastikowe trzymadełko) są dostępne jako wstępnie zmontowane instrumenty. Głowice instrumentów (cup, midpoint, IC) zamontowane są na trwałym trzpieniu z tworzywa sztucznego.

OneGloss PS zapewnia doskonale wykańczanie i polerują wszystkie kompozyty przy użyciu jednego narzędzia.

OneGloss PS jednocześnie służy do wykańczania i polerowania:

- nacisk ok. 1.0 Newton → Wykańczanie
- nacisk ok. 0.3 Newton → Polerowanie

OneGloss PS IC (Inverted Cone) zastosowanie: powierzchnia wargowa, językowa, policzkowa, międzyzębowa

OneGloss i OneGloss PS:

- **Gumki silikonowe z tlenkiem glinu**
 - Optymalny stosunek między prędkością a ciśnieniem styków
 - Wykańczanie i polerowanie tylko jednym instrumentem
- Nie ma potrzeby zmieniać instrumentów
- Nie jest potrzebna pasta do polerowania
- Optymalne działanie ściernie
- Niskie działanie wibracyjne

Wskazania:

1. Wykańczanie i polerowanie odbudowy kompozytowej
2. Usuwanie nadmiaru żywicy lub cementu z powierzchni zęba
3. Usuwanie cementu i polerowanie szkliwa po zdjęciu aparatu ortodontycznego
4. Polerowanie szkliwa po usuwaniu kamienia z zębów
5. Usuwanie przebarwień z powierzchni zębów

Nr ref. IC 0178

Opakowanie:

1 sztuka pakowanych pojedynczo, sterylnych gumek w kształcie **IC (Inverted Cone)**