

Link do produktu: <https://higienadent.com/shofu-onegloss-set-zestaw-gumek-do-polerowania-p-1452.html>



Shofu OneGloss Set zestaw gumek do polerowania

Cena	220,15 zł
Cena poprzednia	259,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	000887
Producent	SHOFU

Opis produktu

OneGloss zapewnia doskonale wykańczanie i polerują wszystkie kompozyty przy użyciu jednego narzędzia.

OneGloss jednocześnie służy do wykańczania i polerowania:

- nacisk ok. 1.0 Newton → Wykańczanie
- nacisk ok. 0.3 Newton → Polerowanie

OneGloss i OneGloss PS:

Gumki silikonowe z tlenkiem glinu
Optymalny stosunek między prędkością a ciśnieniem styków
Wykańczanie i polerowanie tylko jednym instrumentem
Nie ma potrzeby zmieniać instrumentów
Nie jest potrzebna pasta do polerowania
Optymalne działanie ściernie
Niskie działanie wibracyjne

Wskazania:

1. Wykańczanie i polerowanie odbudowy kompozytowej
2. Usuwanie nadmiaru żywicy lub cementu z powierzchni zęba
3. Usuwanie cementu i polerowanie szkliwa po zdjęciu aparatu ortodontycznego
4. Polerowanie szkliwa po usuwaniu kamienia z zębów
5. Usuwanie przebarwień z powierzchni zębów

Polerki silikonowe OneGloss PS (Plastic Shank - trzpień z tworzywa sztucznego) są dostępne jako wstępnie zmontowane instrumenty. Głowice instrumentów (cup, midipoint, IC) zamontowane są na trwałym trzpieniu z tworzywa sztucznego.

Opakowanie:

60 silikonowych gumek w trzech kształtach
20 sztuk Cup, 20 sztuk Midi, 20 sztuk IC oraz 3 trzymadeł na kątnicę (CA)