


Link do produktu: <https://higienadent.com/shofu-super-snap-czarne-szorstkcie-50-szt-p-1489.html>



Shofu Super-Snap (czarne, szorstkie) 50 szt.

Cena	45,85 zł
Cena poprzednia	69,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	000931
Producent	SHOFU

Opis produktu

SHOFU Super-Snap jest łatwym w użyciu, kolorystycznie kodowanym i pozbawionym metalowego centrum systemem krążków do wykańczania, polerowania wszystkich kompozytów z mikrowypełniaczem i kompozytów hybrydowych. Pozwala on osiągnąć realistyczne i estetyczne wyniki.

- kolor oznacza rozmiar ziarna: szorstkie (czarny), średnie (fioletowy), cienkie (zielony), supercienkie (czerwony),
- Idealny do stosowania międzyzębowego
- Brak metalowego środka - eliminuje ryzyko zacierania
- posiadają elastyczne mocowanie na trzymadle, co wyklucza uszkodzenia czy przebarwienia wypełnienia w procesie polerowania.

Wskazania:

Wykańczanie oraz polerowania wszystkich rodzajów wypełnień kompozytowych, zwłaszcza powierzchni wargowych i stycznych w odcinkach przednich i wybranych strefach zgryzowych i odcinkach bocznych.

Opakowanie:

50 sztuk czarnych szorstkich (standardowych lub mini) zewnętrznych krążków.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

rodzaj : L506 Standard (Ø 12mm) - zewnętrzne , L507 Mini (Ø 8mm) - zewnętrzne