

Link do produktu: <https://higienadent.com/shofu-super-snap-czerwone-supercienkie-50-szt-dowolne-rodzaje-p-1490.html>



Shofu Super-Snap (czerwone, supercienkie) 50 szt. DOWOLNE RODZAJE

Cena	59,90 zł
Producent	SHOFU

Opis produktu

Super-Snap jest łatwym w użyciu, kolorystycznie kodowanym i pozbawionym metalowego centrum systemem krążków do wykańczania, polerowania wszystkich kompozytów z mikrowypełniaczem i kompozytów hybrydowych. Pozwala on osiągnąć realistyczne i estetyczne wyniki.

- kolor oznacza rozmiar ziarna: gruby (czarny), średni (fioletowy), cienki (zielony), super cienki (czerwony),
- Idealny do stosowania międzyzębowego
- Brak metalowego środka - eliminuje ryzyko zacierania
- posiadają elastyczne mocowanie na trzymadle, co wyklucza uszkodzenia czy przebarwienia wypełnienia w procesie polerowania.

Wskazania:

Wykańczanie oraz polerowania wszystkich rodzajów wypełnień kompozytowych, zwłaszcza powierzchni wargowych i stycznych w odcinkach przednich i wybranych strefach zgrzyzowych i odcinkach bocznych.

Opakowanie:

50 sztuk czerwonych supercienkich (standardowych lub mini), obustronnych krążków

Produkt posiada dodatkowe opcje:

rodzaj : L502 Standard (Ø 12mm) - obustronne , L521 Mini (Ø 8mm) - obustronne

PRODUCENT

