

Link do produktu: <https://higienadent.com/shofu-super-snap-czerwone-supercienkie-50-szt-p-1490.html>



## Shofu Super-Snap (czerwone, supercienkie) 50 szt.

Cena	<b>46,50 zł</b>
Cena poprzednia	<b>69,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>001024</b>
Producent	<b>SHOFU</b>

### Opis produktu

**SHOFU Super-Snap jest łatwym w użyciu, kolorystycznie kodowanym i pozbawionym metalowego centrum systemem krążków do wykańczania, polerowania wszystkich kompozytów z mikrowypełniaczem i kompozytów hybrydowych.** Pozwala on osiągnąć realistyczne i estetyczne wyniki.

- kolor oznacza rozmiar ziarna: gruby (czarny), średni (fioletowy), cienki (zielony), super cienki (czerwony),
- idealny do stosowania międzyzębowego
- brak metalowego środka - eliminuje ryzyko zacierania
- posiadają elastyczne mocowanie na trzymadle, co wyklucza uszkodzenia czy przebarwienia wypełnienia w procesie polerowania.

Wskazania: wykańczanie oraz polerowania wszystkich rodzajów wypełnień kompozytowych, zwłaszcza powierzchni wargowych i stycznych w odcinkach przednich i wybranych strefach zgryzowych i odcinkach bocznych.

Opakowanie: 50 sztuk czerwonych supercienkich (standardowych lub mini), obustronnych krążków

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**rodzaj** : L502 Standard (Ø 12mm) - obustronne , L521 Mini (Ø 8mm) - obustronne