

Link do produktu: <https://higienadent.com/shofu-zilmaster-coarse-ca-bullet-3szt-p-2606.html>

## Shofu ZiLMaster Coarse CA Bullet 3szt.



Cena	<b>153,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>180,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>001593</b>
Producent	<b>SHOFU</b>

### Opis produktu

**Shofu ZiLMaster trzystopniowy system do polerowania i wykańczania uzupełnień z tlenku cyrkonu i dwukrzemianu litu.**

Różne trzonki i kształty:

- wykańczanie: ZiLMaster Coarse (z zielonym paskiem)
- polerowanie: ZiLMaster Medium (z niebieskim paskiem)
- końcowe polerowanie: ZiLMaster Fine (z żółtym paskiem)



	Shape	Bullet	Knife	Cup	Minipoint	KN7	WH6	Unmounted wheel
	ISO No.	040	090	065	030	125	120	170
ZiLMaster Coarse	HP 3 pcs.	0640			0641	0642	0643	
	HP 1 pc.							0645
	CA 3 pcs.	0658	0662	0663	0661			
ZiLMaster Medium	HP 3 pcs.	0646			0647	0648	0649	
	HP 1 pc.							0651
	CA 3 pcs.	0665	0659	0668	0666			
ZiLMaster Fine	HP 3 pcs.	0652			0653	0654	0655	
	HP 1 pc.							0657
	CA 3 pcs.	0670	0672	0673	0671			

Shofu ZiLMaster Coarse CA Bullet nr ref. 0658.

Opakowanie zawiera: 3 szt. gumek