

Link do produktu: <https://higienadent.com/silikon-addycyjny-do-wykonywania-transparentnych-form-zhermack-elite-glass-medium-fast-set-2x50ml-p-1755.html>



Silikon addycyjny do wykonywania transparentnych form Zhermack Elite Glass Medium Fast Set / 2x50ml

Cena	185,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	45424
Producent	Zhermack

Opis produktu

Zhermack Elite Glass Medium Fast silikon addycyjny do wykonywania transparentnych form przeznaczonych do polimeryzacji materiałów światłoutwardzalnych używanych do bezpośredniej i pośredniej estetycznej odbudowy.

Wysoka przejrzystość i odpowiedni czas pracy sprawiają, że Elite Glass jest szczególnie skuteczny w przypadku różnych sytuacji klinicznych: do tworzenia form bezpośrednio w ustach pacjenta (np. przy przebarwieniach) lub pośrednio, na modelu (np. zamykanie diastemy, korekta zrotowanych zębów, pęknięcia szkliwa, nieprawidłowości w budowie zęba, tymczasowe korony).

Cechy:

- wysoka przejrzystość materiału
- wszechstronność użycia
- doskonała polimeryzacja materiałów światłoutwardzalnych użytych do odbudowy
- wysokiej jakości odbudowa elastyczna
- łatwość obróbki frezami po polimeryzacji
- niezmienny kształt i możliwość powtórnego umieszczenia w jamie ustnej
- wysoka twardość końcowa (70 Shore`a)

Opakowanie: 2x50ml, końcówki mieszające x6szt.