

Link do produktu: <https://higienadent.com/silikon-o-duzej-lepkosci-pentron-stomaflex-putty-1300g-p-1878.html>

Silikon o dużej lepkości Pentron Stomaflex Putty 1300g



Cena	88,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	4215110PE
Producent	Pentron

Opis produktu

Pentron Stomaflex Putty masa skondensowanego silikonu o bardzo dużej lepkości, typu 0 - putty (klasyfikacja według ISO 4823).

Zalety produktu:

- Łatwe dozowanie i krótki czas mieszania ze względu na stosowanie z katalizatorem w żelu
- Łatwa kontrola uzyskania jednorodnej mieszaniny dzięki kontrastowemu kolorowi katalizatora
- Doskonale odwzorowanie szczegółów, nawet w środowisku wilgotnym
- Odwzorowuje najcieńsze pobrzeża nawet w słabo dostępnych miejscach
- Niezbędna w przypadku rekonstrukcji estetycznej przednich zębów
- Przyjemny cytrynowy smak
- Widoczny kontrast podczas łączenia produktów
- Duża możliwość ponownego wykorzystania w przypadku deformacji: 98,80%
- Wyjątkowa stabilność objętości do wycisków - 0,40

Wskazania:

- Podstawowa masa do wycisków w przypadku techniki dwuczasej („putty-wash”) w połączeniu ze Stomaflex Light.
- Substancja o dużej lepkości do techniki wykonywania wycisków za pomocą dwuskładnikowej mieszanki w połączeniu z masą Stomaflex Light.
- Odwzorowuje kontury pobrzeża indywidualnych tac do wycisku.
- Wycisk do tymczasowego rozwiązania przy wykorzystaniu techniki stempli.
- Niezbędna w przypadku rekonstrukcji estetycznej przednich zębów.
- Niezbędna do kontroli głębokości przygotowania.
- Wyciski do badania w celu naprawy wymowlanego uzębienia.
- Uniwersalny materiał silikonowy o dużej lepkości do laboratoriów stomatologicznych.

Opakowanie: 1300g