

Link do produktu: <https://higienadent.com/silikonowa-addycyjna-masa-wyciskowa-zhermack-elite-hd-light-body-normal-2-x-50-ml-p-177.html>



Silikonowa addycyjna masa wyciskowa Zhermack Elite HD + Light Body Normal / 2 x 50 ml

Cena	154,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	C203030
Producent	Zhermack

Opis produktu

Zhermack Elite HD+ Light Body Normal hydrokompatybilna silikonowa addycyjna masa wyciskowa o małej lepkości (konsystencja light) przeznaczona na drugą warstwę wycisków dwuwarstwowych dwuczłonowych i jednoczłonowych.

Zalety:

- maksymalna precyzja w odtwarzaniu detali
- stabilność wymiarów i wytrzymałość na zerwanie
- kontrastowe kolory mas I i II warstwy pozwalają dostrzec najdrobniejsze szczegóły
- idealne proporcje między czasem pracy a czasem wiązania w jamie ustnej (efekt snap-set)
- długi czas pracy
- krótki czas wiązania w jamie ustnej

Charakterystyka:

- proporcja mieszania 1:1
- hydrofilność
- tiksotropowość
- biokompatybilność
- kolor niebieski

Opakowanie: 2x50ml, końcówki mieszające 12szt.