

Link do produktu: <https://higienadent.com/silikonowa-masa-wyciskowa-typu-a-do-mieszania-recznego-zhermack-elite-hd-putty-normal-2x250ml-p-1754.html>



Silikonowa masa wyciskowa typu A, do mieszania ręcznego Zhermack Elite HD+ Putty Normal / 2x250ml

Cena	204,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	C203000
Producent	Zhermack

Opis produktu

Zhermack Elite HD+ Putty Normal silikonowa masa wyciskowa typu A, do mieszania ręcznego, do zastosowania jako pierwsza warstwa wycisku w wyciskach dwuwarstwowych.

Cechy:

- odporność na odkształcenia,
- odporność na temperaturę,
- płynność (doskonała dostępność w trudno dostępne miejsca)
- precyzyjne odwzorowanie detali (nawet w wilgotnym środowisku)
- wysoka precyzja
- kolor pomarańczowy

Opakowanie: 2x250ml (baza+katalizator)