

Link do produktu: <https://higienadent.com/silikonowa-masa-wyciskowa-typu-a-do-mieszania-recznego-zhermack-elite-hd-putty-normal-2x450ml-p-1756.html>



Silikonowa masa wyciskowa typu A, do mieszania ręcznego Zhermack Elite HD+ Putty Normal / 2x450ml

Cena	672,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	MAT000962
Producent	Zhermack

Opis produktu

Zhermack Elite HD+ Putty Normal silikonowa masa wyciskowa typu A, do mieszania ręcznego, do zastosowania jako pierwsza warstwa wycisku w wyciskach dwuwarstwowych.

Cechy:

- odporność na odkształcenia,
- odporność na temperaturę,
- płynność (doskonała dostępność w trudno dostępne miejsca)
- precyzyjne odwzorowanie detali (nawet w wilgotnym środowisku)
- wysoka precyzja
- kolor pomarańczowy

Opakowanie: 2x450ml (baza+katalizator)