

Link do produktu: <https://higienadent.com/silikonowa-masa-wyciskowa-zhermack-elite-hd-regular-body-normal-2-x-50ml-p-178.html>



Silikonowa masa wyciskowa Zhermack Elite HD + Regular Body Normal / 2 x 50ml

Cena	154,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	C203020
Producent	Zhermack

Opis produktu

Zhermack Elite HD+ Regular Body Normal hydrokompatybilna silikonowa masa wyciskowa typu addycyjnego o średniej lepkości (konsystencja regular) przeznaczona na drugą warstwę wycisków dwuwarstwowych dwuczasowych i jednoczasowych. Zastosowanie innowacyjnej nanotechnologii umożliwia bardzo precyzyjne odwzorowanie detali.

Zalety:

- maksymalna precyzja odtwarzania detali
- stabilność wymiarów i wytrzymałość na zerwanie
- kontrastowe kolory mas użytych na I i II warstwę pozwalają dostrzec najdrobniejsze szczegóły
- idealne proporcje między czasem pracy a czasem wiązania w jamie ustnej (efekt snap-set)
- długi czas pracy
- krótki czas wiązania w jamie ustnej

Charakterystyka:

- proporcja mieszania 1:1
- tiksotropowość
- hydrofilność
- biokompatybilność
- kolor fioletowy

Opakowanie: 2x50ml, końcówki mieszające 12szt.