

Link do produktu: <https://higienadent.com/sinpo-amifil-m-niewchlanialne-nici-chirurgiczne-10szt-p-3003.html>



Sinpo Amifil M niewchłaniałne nici chirurgiczne 10szt.

Cena	43,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Sinpo

Opis produktu

Sinpo Amifil M sterylne nici chirurgiczne, niewchłaniałne. Monofil barwiony na niebiesko, sterylizowane tlenkiem etylenu.

Wysoka wytrzymałość, gładka powierzchnia, mała sprężystość, bezproblemowe założenie pierwszego węzła, dobra widoczność w polu operacyjnym. Nici chirurgiczne Amifil produkowane są w odcinkach z igłami atraumatycznymi różnych typów, o ostrzach stożkowych i odwrotnie tnących.

Dostępne rozmiary:

- 2MA 2/0, CE-4, 3/8 koła, igła 19 mm
- 2MA 3/0, CE-4, 3/8 koła, igła 19 mm
- 2MA 4/0, CE-4, 3/8 koła, igła 19 mm
- 2MA 5/0 CE-4, 3/8 koła, igła 19 mm
- 2MB 2/0, CE-6, 3/8 koła, igła 24 mm
- 2MB 3/0, CE-6, 3/8 koła, igła 24 mm
- 2MB 4/0, CE-6, 3/8 koła, igła 24 mm
- 2MH 3/0, T-5, 1/2 koła, igła 26 mm
- 2MO 3/0, CE-3, 3/8 koła, igła 16 mm
- 2MO 4/0, CE-3, 3/8 koła, igła 16 mm
- 2MO 5/0, CE-3, 3/8 koła, igła 16 mm
- 2MN 6/0, CE-2, 3/8 koła, igła 12 mm

Opakowanie: Amifil M 10szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar nici: 2MA 2/0, CE-4, 3/8 koła, igła 19 mm , 2MA 3/0, CE-4, 3/8 koła, igła 19 mm , 2MA 4/0, CE-4, 3/8 koła, igła 19 mm , 2MA 5/0 CE-4, 3/8 koła, igła 19 mm , 2MB 2/0, CE-6, 3/8 koła, igła 24 mm , 2MB 3/0, CE-6, 3/8 koła, igła 24 mm , 2MB 4/0, CE-6, 3/8 koła, igła 24 mm , 2MH 3/0, T-5, 1/2 koła, igła 26 mm , 2MN 6/0, CE-2, 3/8 koła, igła 12 mm , 2MO 3/0, CE-3, 3/8 koła, igła 16 mm , 2MO 4/0, CE-3, 3/8 koła, igła 16 mm , 2MO 5/0, CE-3, 3/8 koła, igła 16 mm