

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 22:29

Link do produktu: <https://higienadent.com/sitko-do-slinociagu-5szt-p-2806.html>



Sitko do ślinociągu 5szt.

Cena	12,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Inny

Opis produktu

Sitko do ślinociągu. Jego główną funkcją jest filtracja zanieczyszczeń, takich jak resztki materiałów dentystycznych, osady czy fragmenty tkanek, zapobiegając ich przedostawaniu się do systemu ślinociągu i zapychaniu przewodów ssących. Wykonane z wysokiej jakości, trwałego tworzywa sztucznego. Łatwe w wymianie – szybki montaż i demontaż.

Opakowanie: 5szt.