

Link do produktu: <https://higienadent.com/smile-maseczki-chirurgiczne-50szt-p-1996.html>



Smile maseczki chirurgiczne / 50szt.


Cena	30,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	MAT003071
Producent	Inny

Opis produktu

Smile jednorazowe, kolorowe maseczki chirurgiczne w wielu motywach do wyboru.

Właściwości:

- wykonane z wysokiej jakości materiałów, bez lateksu ani włókien szklanych,
- print drukowany atramentem na bazie wody,
- 3warstwowe,
- BFE > 98%, PFE > 99%
- ulepszona przepuszczalność powietrza,
- miękkie, elastyczne gumki,
- rozmiar 17,6 cm x 9,5 cm, grubość 0,6 mm



Opakowanie: 50szt w wybranym wzorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wzór: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8