

Link do produktu: <https://higienadent.com/spirias-light-body-2x50ml-masa-wyciskowa-na-bazie-poliwinylosiloksanu-p-2706.html>



Spirias Light Body 2x50ml - masa wyciskowa na bazie poliwinylsiloksanu

Cena	139,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Imicryl

Opis produktu

Spirias Light Body 2x50ml - masa wyciskowa na bazie poliwinylsiloksanu o wysokiej hydrofilności. Przeznaczona do wycisków szczegółowych.

Masa dostępna w różnych lepkościach by możliwe było pobieranie szczegółowych wycisków przy użyciu odpowiedniego materiału.

Właściwości:

- elastyczny czas pracy oraz możliwość szybkiego utwardzenia
- odpowiedni dla wycisków w technice jedno i dwuetapowej
- wysoka hydrofilowość
- doskonała adaptacja do wszystkich tkanek jamy ustnej
- wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie
- wysoka elastyczność
- możliwość zanurzenia w roztworze dezynfekującym

Skład:

Polisiloksan winylu, wodorosiloksan metylu, silanizowane wypełniacze nanocząsteczkowe, pigmenty (spożywcze) i inne materiały pomocnicze.

Zastosowanie:

Masa do ostatecznych wycisków w produkcji uzupełnień pośrednich (koron, mostów, wkładów, nakładów protetycznych i licówek).

Do implantów dentystycznych.

Do tworzenia matrycy lub planowaniu leczenia i przygotowywaniu modeli badawczych po woskowaniu.

Jako matryca do wytwarzania tymczasowych uzupełnień protetycznych.