

Link do produktu: <https://higienadent.com/sporal-a-wskaznik-kontroli-sterylizacji-10szt-p-1948.html>



Sporal A wskaźnik kontroli sterylizacji 10szt.

Cena	106,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KAT00025
Producent	IBSS Biomed

Opis produktu

Sporal A to biologiczny wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną w autoklawie. Wskaźnik ma postać paska bibuły nasyczonego zawiesiną spor szczepu *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953 w opakowaniu papierowofoliowym. Na brzegu torebki umieszczony jest niebieski pasek będący wskaźnikiem zmieniającym barwę (na brązową) po przebyciu sterylizacji.

Opakowanie: 10 szt.