

Link do produktu: <https://higienadent.com/sterim-bowiedick-jednorazowy-pakiet-testowy-do-kontroli-sterylizatora-parowego-1szt-p-3379.html>



## Sterim Bowie&Dick jednorazowy pakiet testowy do kontroli sterylizatora parowego 1szt.

Cena	<b>11,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Sterim</b>

### Opis produktu

**Sterim Bowie&Dick jednorazowy pakiet testowy, przeznaczony do codziennej kontroli sterylizatora parowego.**

Gotowy i łatwy do użytku, natychmiastowy wynik.

Łatwa interpretacja - wskaźnik zmienia kolor z żółtego na czarny.

Karta z testem umieszczona jest w pakiecie pomiędzy arkuszami specjalnego papieru, arkusza z laminacją oraz pianki, które tworzą szczególnie krytyczne warunki sterylizacji.

**Opakowanie:** Sterim Bowie&Dick jednorazowy pakiet testowy do kontroli sterylizatora parowego 1szt.