

Link do produktu: <https://higienadent.com/sterim-chemiczne-testy-do-kontroli-sterylizacji-para-wodna-typ-iv-4-x-250-szt-p-2643.html>



Sterim chemiczne testy do kontroli sterylizacji parą wodną typ IV 4 x 250 szt.

Cena	83,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	8%000454
Producent	Sterim

Opis produktu

Sterim - chemiczne testy do kontroli sterylizacji parą wodną typ IV. Przeznaczone do wszystkich sterylizatorów parowych dostępnych na rynku.

Niebieski kolor wskaźnika po przejściu w kolor czarny świadczy o prawidłowo wykonanym procesie sterylizacji (wskaźnik powinien zmienić barwę w całości).

Właściwości:

- łatwy w użyciu,
- łatwy odczyt wyniku testu,
- informacje na teście w j.polskim,
- jeden pasek nadaje się do podzielenia na cztery niezależne testy,
- bez konieczności cięcia wskaźników: możliwość dostosowania rozmiaru wskaźnika do zestawu, który ma być sterylizowany,
- testy Sterim idealnie sprawdzą się do kontroli małych narzędzi,
- sterylizacja parą wodną w temperaturze 121-134°C,
- wymiary: 1,7 cm x 20,5 cm.

Opakowanie: 4x250szt.