

Link do produktu: <https://higienadent.com/sterim-samoprzylepne-torebki-do-sterylizacji-300mm-x-450mm-200szt-p-3222.html>



Sterim samoprzylepne torebki do sterylizacji 300mm x 450mm 200szt.

Cena	149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Sterim

Opis produktu

Sterim torebki do sterylizacji parą wodną. Jednorazowe, odporne na rozerwanie, szczelne zamykane dzięki specjalnemu paskowi z klejem.

Wykonane z papieru medycznego o gramaturze 60 g/m² oraz wielowarstwowej zielonej folii. Materiały połączone są 3-kanalowym termozgrzewem gwarantującym wytrzymałość, szczelność mikrobiologiczną i bezpyłowe otwieranie. Czytelny wskaźnik sterylizacji.

Rozmiar: 300mm x 450mm

Opakowanie: 200szt.