

Link do produktu: <https://higienadent.com/sterim-test-chemiczny-do-sterylizacji-parowej-typ-5-250szt-p-3381.html>



Sterim test chemiczny do sterylizacji parowej typ 5 250szt.

Cena	69,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Sterim

Opis produktu

Sterim test chemiczny do sterylizacji parowej, klasa 5. Samoklejący, łatwy do użycia i odczytu.

Wiarygodny wynik, ocena jakości pary wodnej, czasu ekspozycji i skuteczności dotarcia pary wodnej do wszystkich pakietów.

Zmiana koloru z różowego na czarny jest potwierdzeniem osiągnięcia wymaganych warunków sterylizacji.

Do stosowania w temp. 121°C i 134°C. Zgodność z normą: ISO 11140-1:2014. Wymiar paska testowego: 20 x 100 mm.

Opakowanie: 250szt.