

Link do produktu: <https://higienadent.com/sterim-test-chemiczny-do-sterylizacji-parowej-typ-6-250szt-p-3382.html>



## Sterim test chemiczny do sterylizacji parowej typ 6 250szt.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>79,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>A</b>        |
| Producent        | <b>Sterim</b>   |

### Opis produktu

**Sterim Emulator 6 EMS6-515 krytyczny test chemiczny do sterylizacji parowej, klasy 6. Do zastosowania we wszystkich sterylizatorach parowych o dowolnej wielkości komory.**

Kompatybilny z przyrządem kontrolnym PCD Control. Samoklejący, łatwy do użycia i odczytu. Wiarygodny wynik, zmiana koloru z różowego na czarny jest potwierdzeniem pozytywnej oceny kluczowych parametrów sterylizacji.

Do stosowania w temp. 121°C (15 minut) i 134°C (5 minut).

Zgodność z normą: ISO 11140-1:2014 typ 6. Wymiar paska testowego: 19 x 100 mm.

**Opakowanie:** 250szt.