

Link do produktu: <https://higienadent.com/swiatloutwardzalny-material-do-wypelnien-tymczasowych-ivoclar-vivadent-telio-cs-inlay-onlay-2-5g-p-2082.html>



Światłoutwardzalny materiał do wypełnień tymczasowych Ivoclar Vivadent Telio CS Inlay / Onlay 2,5g

Cena	80,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	000962
Producent	Ivoclar Vivadent

Opis produktu

Ivoclar Vivadent Telio CS Inlay / Onlay światłoutwardzalny, jednokomponentowy materiał do tymczasowego wypełniania ubytków bez konieczności dodatkowego stosowania cementów tymczasowych.

Wskazania:

Telio Inlay:

- czasowe wypełnianie głębokich ubytków, opracowanych pod inlay, o ścianach równoległych
- uszczelnianie gwintowanych otworów w częściach nośnych wszczepów filarowych
- uszczelnianie gotowych tymczasowych koron i mostów, wykonanych z poliwęglanów lub z metakrylanów

Telio Onlay:

- czasowe wypełnianie większych i bardziej rozległych ubytków (opracowanych pod onlay)

W przypadku podcieni należy pamiętać, że po spolimeryzowaniu materiał wykazuje nieco mniejszą elastyczność, niż Telio CS Inlay i jego usuwanie może być utrudnione.

Więcej informacji w załączonej ulotce.

Dostępne kolory: transparentny (T) i uniwersalny (Uni).

Dostępne opakowanie: strzykawka 2,5g.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Telio: CS Inlay Transparentny , CS Inlay Uniwersalny , CS Onlay Transparentny , CS Onlay Uniwersalny