

Link do produktu: <https://higienadent.com/swiatloutwardzalny-material-kompozytowy-3m-espe-filtek-p60-4g-p-2102.html>



Światłoutwardzalny materiał kompozytowy 3M ESPE Filtek P60 4g

Cena	170,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	4720A3
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

3M ESPE Filtek P60 kondensowalny materiał kompozytowy do wypełnień w zębach bocznych.

Właściwości:

- krótki czas utwardzania (tylko 20 sekund do utwardzenia warstwy 2,5 mm)
- gęsta konsystencja ułatwiająca nakładanie produktu
- niski skurcz polimeryzacyjny
- odporność mechaniczna
- niska ścieralność

Opakowanie: strzykawka 4g w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A3 , B2