

Link do produktu: <https://higienadent.com/swiatloutwardzalny-material-kompozytowy-3m-espe-filtek-p60-zestaw-wprowadzajacy-3-x-4g-p-2372.html>



Światłoutwardzalny materiał kompozytowy 3M ESPE Filtek P60 zestaw wprowadzający 3 x 4g

Cena	679,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	MAT003176
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

3M ESPE Filtek P60 kondensowalny materiał kompozytowy do wypełnień w zębach bocznych.

Właściwości:

- krótki czas utwardzania (tylko 20 sekund do utwardzenia warstwy 2,5 mm)
- gęsta konsystencja ułatwiająca nakładanie produktu
- niski skurcz polimeryzacyjny
- odporność mechaniczna
- niska ścieralność

Opakowanie zawiera: 3 strzykawki (po 4 g) w kolorach: A3, B2, C2; system łączący Adper Single Bond 2 (3 ml); wytrawiacz w żelu Scotchbond (3 ml); końcówki do nakładania; akcesoria.