

Link do produktu: <https://higienadent.com/swiatloutwardzalny-material-wypelnieniowy-uwalniajacy-jony-fluoru-shofu-beautifil-ii-4-5g-p-1433.html>



Światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy, uwalniający jony fluoru Shofu Beautifil II 4,5g

Cena	169,15 zł
Cena poprzednia	199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	001662
Producent	SHOFU

Opis produktu

Światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy, uwalniający jony fluoru.

Materiał **BEAUTIFIL II** jest łatwiejszy w obróbce niż inne materiały i cechuje się doskonałą polerowalnością. Jednocześnie zachowuje inne właściwości materiału Beautifil, takie jak uwalnianie i magazynowanie jonów fluoru, odporność na ścieranie, wyraźne cieniowanie na zdjęciach rentgenowskich oraz wspianiałe właściwości estetyczne, wynikające z kontrolowanego rozpraszania światła związanego z charakterystyką materiału.

Wskazania:

- wypełnianie ubytków klas od I do V w zębach przednich i bocznych,
- ubytków klinowych oraz ubytków powstałych na skutek prochnicy korzeni,
- licówki wykonywane bezpośrednio techniką warstwową,
- odbudowa zrębów,
- naprawa wypełnień

Strzykawka 4,5g

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A1 , A2 , A20 , A3 , A3,5 , A30 , BW - Bleach White/do zębów wybielanych , Incisal