

Link do produktu: <https://higienadent.com/swiatloutwardzalny-mikrohybrydowy-material-kompozytowy-o-sredniej-gestosci-kerr-herculite-xrv-strzykawka-5g-p-1848.html>



Światłoutwardzalny, mikrohybrydowy materiał kompozytowy o średniej gęstości Kerr Herculite XRV strzykawka 5g

Cena	85,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	000582
Producent	Kerr

Opis produktu

Herculite XRV światłoutwardzalny, mikrohybrydowy materiał kompozytowy o średniej gęstości, dostępny w strzykawkach i jednorazowych kapsułkach, przeznaczony do wypełnień ubytków wszystkich klas w zębach przednich i bocznych. Wskazania do stosowania materiału obejmują: ubytki klasy I, II, III, IV, V, erozje oraz licówki bezpośrednie.

Cechy i zalety:

- wysoka zawartość wypełniacza (ok. 79% wag.); średnia wielkość cząstek wypełniacza ok. 0,6 µm,
- wieloletnie obserwacje kliniczne świadczące o trwałości i jakości,
- dobra plastyczność pozwalająca na modelowanie i kształtowanie kompozytu, bez jego spływania,
- bardzo szeroka gama kolorystyczna, dająca ogromną wszechstronność i duże możliwości estetyczne (16 odcieni szklawych, 16 odcieni zębinowych, 2 odcienie sieczne, 1 -odcień guzkowy, 3 przyszyjkowe); odcienie zgodne z kolornikiem VITA.

Strzykawka 5g w wybranym kolorze:

Enamel :
A1, A2, A3
Dentin :
A2, A3

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Herculite XRV strzykawka: enamel A1 , enamel A2 , enamel A3 , enamel A3,5 , enamel B1 , enamel B2 , enamel C1 , enamel C2 , enamel D2 , enamel D3 , dentine A1 , dentine A2 , dentine A3 , dentine A3,5