

Link do produktu: <https://higienadent.com/swiatloutwardzalny-universalny-material-kompozytowy-ivoclar-vivadent-te-econom-plus-4g-p-1875.html>



Światłoutwardzalny uniwersalny materiał kompozytowy Ivoclar Vivadent Te-Econom Plus 4g

Cena	75,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	610911AN
Producent	Ivoclar Vivadent

Opis produktu

Ivoclar Vivadent Te-Econom Plus następcą Te-Econom o ulepszonych właściwościach. Nowy, światłoutwardzalny uniwersalny materiał kompozytowy.

Właściwości:

- zmniejszona wrażliwość materiału na otaczające światło, dzięki czemu został wydłużony czas niezbędny dla starannego wymodelowania powierzchni wypełnienia w optymalnym oświetleniu,
- materiał nie przykleja się do narzędzi,
- skrócony czas polimeryzacji do 10 sekund przy natężeniu światła 1000 mW/cm² i 20 sekund przy natężeniu światła 500 mW/cm²,
- łatwe i szybkie polerowanie na wysoki połysk,
- bardzo dobra kontrastowość w promieniach rentgenowskich, ułatwiająca rozpoznanie próchnicy wtórnej,
- dostępny w sześciu kolorach wg Vity

Wskazania:

- wypełnienia klas od I do V,
- naprawa licówek z materiałów złożonych oraz ceramicznych.

Opakowanie: strzykawka 4g w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A1 , A2 , A3 , A3,5 , B2